# 大型仪器共享管理系统 ShareE2.0 管理员操作手册

广州佰能信息科技有限公司

# 目录

1.	网站切	换	1
2. 管理	11日日(	适用于管理员)4	1
2.1.	总览		1
	2.1.1.	总览模块4	1
	2.1.2.	模块管理	5
2.2.	仪器管	理	5
	2.2.1.	管理仪器信息	5
	2.2.2.	开放设置	7
	2.2.3.	机时预约管理	7
	2.2.4.	使用预警	3
	2.2.5.	报障与维修	3
2.3.	送样管	理	3
	2.3.1.	送样设置	9
	2.3.2.	送样列表17	1
	2.3.3.	进度管理17	1

	2.3.4. 送样评价 1	3
2.4.	费用管理1	13
2.5.	用户管理1	4
2.6.	授权管理1	4
2.7.	课题组管理1	15
2.8.	统计1	15
2.9.	内容管理1	15
	2.9.1. 文章管理1	16
	2.9.2. 首页配置1	16
2.10.	设置1	6

# 1. 网站切换

用户可在工作台右侧导航栏切换网站,可从工作台切换至门户,具有管理权限的用户可切换至管理后

台。



- ① 切换入口:点击下拉显示可切换的网站。
- ② 门户: 点击前往门户。
- ③ 管理后台:有管理权限的用户,点击可前往管理后台。

# 2. 管理后台 (适用于管理员)

管理员可在管理后台进行仪器管理、预约审核、费用管理、用户管理、授权设置等操作。

#### 2.1. 总览

后台总览页如下,顶部是导航栏,页面包含待办、快捷入口、消息和相关统计等模块。

#### 2.1.1. 总览模块

E <sup>总选</sup> 仪器管理					2 费用 用户	授权 课题组	🔹 💿
的待办 (1493) 3				:	快捷入口		
🥏 使用资质审核	404 🌛 培训闻	職 16 🌏 设备制	<b>80 🤡 设</b> 备预约审核	189	组织机构	地址库	用户身份
					田户举型	信田範度	设备分类
管理的仪器 (6台) ③ 6					消息		
管理的仪器 (6台) ⑦ 6 仪器机时占比 ⑨	न्म	仪疆实时使用情况 ⑦	仪器机210行 ③	:	消息 • 送样预约:审核通过	₫.	2021-09-08 17:12:43
管理的仪器 (6台) ⑦ 6 (仪器机射占比 ⑦	٤٣u	仪器实时使用情况 ①	(又器机自封持行 ⑦) ● 通知中子型原稿(周松区)	19.05/47	消息 • 送祥预约:审核通道: 您的选样申请单〔202 3〕 · 审核通注【审核	<u>寸</u> 1-09-08-6】已通过审核。 备注】,请乐击详情重要	2021-09-08 17:12:4 检测项目【测试项目
管理的仪器 (6台) ③ 6 仪器机封占比 ③	±748	仪器实时使用情况 ③	<ul> <li>仪器机会排除行 ⑦</li> <li>通約場子型感嘆(周校区)</li> <li>余月過院最後数蛋白分析(02号析</li> </ul>	119.05小왕 209.73小왕	消息 送祥预约:审核通近 您的选样申请单(202 3),审核编注【审核	<u>寸</u> 1-09-08-6] 已通过审核。 路注】,请点击详情查看	2021-09-08 17:12:4 检测项目 [测试项目
簡理的(X器 (6台) ⊙ 6 (X器机計占比 ⊙	276	(離実时使用備え ⊙	<ul> <li>(公職机会計総行 ②</li> <li>通約电子型原稿(用松区)</li> <li>承引品原題補助調告の新行公号利</li> <li>承引品原品</li> </ul>	19.05-)41 209.73-)41 23.29-)41	周恩 - 送祥预约:审核通道: - 2012年4月4日 - 2013月1日 - 21 截止到 [2023] - 21 截止到 [2023]	立 1-09-08-6] 已通过审统。 路注】, 请点由评情查看 尊单【2021-08-18- 1-09-04 14:11:43】	2021-09-08 17:12:4 检测项目 [测试项目 2021-09-04 14:11:4

- ↓ 导航栏左侧:除总览入口外,导航栏左侧为业务模块入口,例如仪器管理。
- ② 导航栏右侧:导航栏右侧为通用模块入口,用户管理、费用管理、授权管理、课题组管理等均在右侧。
   侧。默认展示4个入口,超出的部分鼠标移入 展示全部。
- ③ 我的待办:显示待审核、待注意事项的模块,点击可前往对应页面处理。
- ④ 快捷入口:显示常用页面的快捷入口,支持自定义设置。
- ⑤ 消息:显示最近的未读消息。
- 6 统计:分为我管理的仪器和我管理的机构2类,我管理的仪器,是当前账号做为仪器管理员,管理
   的仪器情况;我管理的机构,是当前账号做为机构管理员,管理机构下的仪器情况。

#### 2.1.2. 模块管理

总览页下的模块支持设置模块大小、拖动模块位置、设置模块内容等。

1 快捷	入口		2
x <sup>7</sup>	组织机构	地址库	用户身份
-3			3

↓ 标题栏:鼠标左键按住该区域,可拖动模块位置。

② 操作:鼠标点击可新增、修改、移除模块。模块移除后,可在操作中重置回默认状态。

③ 模块调整:鼠标移入,上下左右拖动可调整模块大小。

#### 2.2. 仪器管理

预约业务开放之前,管理员需在仪器管理添加仪器信息,设置开放规则后即可对外开放预约。另外, 管理员在该模块也能管理机时预约和使用记录,管理仪器培训,设置使用预警等。

仪器列表		仪器列表	Ę								
开放设置			18.01.00	Teste S			and the second sec				
机时预约管理	2	tx act	ARAS AN	3/84.0	24 H3200	36.^	Prime 6 (44) 182	Colorination 4			
培训管理	->		序号	资产编号	仪器名称	親用人	所羅机构	放置地点	单价(元)	操作	
使用预警	>		1	000000	超高分辨率成像系统111	24, 123, 23	生物科学与技术系	<u> </u>	0.00	传改	-
長運与維修	>		2	0000000	低温超高压连续流细胞破碎仪		实验中心	生物概410	0.26	修改	#199
			3	00000006	多功能酶标仪		有害生物控制与资源利用国家	东校园生命科学大楼二楼226室	446,544.00	作改	删除
			4	03030612	层析系统	龙剌	管完梓庵院	南校区生科南院315室	375,396.00	停改	200
	4		5	04400301	超纯水系统	龙利	曾宪梓南院	南校区生科南院302室	90,600.00	修改	删除

#### 2.2.1. 管理仪器信息

① 管理仪器信息入口:在仪器管理>仪器列表,点击可查询、修改、删除仪器信息。

 ② 仪器列表:可筛选、查询仪器情况,可修改仪器属性、删除仪器、设置仪器管理员等。在该列表, 仅能查询仪器属性,例如资产编号、入账日期、单价、领用人等固定资产属性。机时预约设置、
 送样设置等需在开放设置中操作。

#### 2.2.1.1. 新增仪器

仪	器列表	Ē.						
	仪	器名称	请输入		型号	请输入		
	新		批量新增	出 批量	删除			
		序号	仪器名称 ≑	型号 🗢	放置地点 ⇔	资产编号 🔶	资产负责人	管理员
		1	超高通量荧光定量P		南校区教学楼101	*1		
		2	小动物成像系统	NO 2000		0	海医测试	
		3	00佰能测试			00000000		

新增仪器支持单台新增和批量新增,批量新增可将仪器批量导入到系统中。

2.2.2. 开放设置

2	仪器列表	1	机时预约	的设置											
۵	开放设置	1	6	· 書名称 请拍	λ	资产编号	请输入		所属机构	请达探救援	÷		Q	<b>a .</b> .	
	机时预约设置		-	±											
	预约默认设置	1	#2	8762 ·	心理生命 《	1002 A	◎玉耳ぬ ☆	体积好水 人	ineligibite A	计影构成一个	6C181010 ^	10万余人	1947	- 4	
	节假日设置 3	<u>ر</u> ا	-	0000000	低量超高压连续流细胞破碎仪	<b>自能</b> 林涛深	是 是	使用中	電影預約	20.00元/小时	実验中心	生物様410			
V	机时预约管理		2		123	佰能林涛深	是	空闲	需要预约	0.00元/小时	曾宪梓南院	管宪梓南院11	机时预约设置		
Æ	培训管理												设置管理员		
ä	使用预警												修改仪器信息		

① 机时预约设置:管理员可对管理的仪器设置机时预约规则、设置管理员、修改仪器信息等操作。
 机时预约设置包含仪器是否开放、机时对外开放规则、机时计费等内容;设置管理员,还可对管理员同步下发特权卡;修改仪器信息,是修改仪器的固定属性,为管理员提供的便捷操作。

- ② 预约默认设置:设置机时预约的默认设置项。
- ③ 节假日设置:设置节假日预约、调休等情况。
  - 2.2.3. 机时预约管理

≥ 仪器列表		预约	记录													
开放设置	>		仪器	名称	调输入		预約者 请输入		<ol> <li>⑦ 预約时间</li> </ol>	请选择	10					53
🖑 机时预约管理				=	84										- C (a	
预约记录				序号	预约编号	仪器名称	资产编号	预约者	负责人11	预约状态⑦	审核状态	预约开始时间	预	操作		
使用记录 使用资质审核				1	2021-09-14-006	低显超高压连续流氓	0000000	臣夷南		未处理	等待管	2021-09-15 00:59	20	详情		î
同 培训管理	3			2	2021-09-14-014	低量超高圧连续流氓	0000000	后来考		未处理	管理员	2021-09-14 11:11	20	洋情		ł
🖄 使用预警	5		4	4	2021-09-14-010	低温超高圧连续流磁	0000000	ID用用 符立敏123	Christian Stae	已登记	管理员	2021-09-14 10:35	20	评情	\$7E0	ł
🔀 报障与维修				5	2021-09-10-015	低重超高圧连续流氓	0000000	陈立敏123	Christian Stae	已结束	等待负	2021-09-11 00:59	20	洋債	\$7ED	1
	1			6	2021-09-10-011	低量超高压连续流电	0000000	际立敝123	Christian Stae	已结束	等待负	2021-09-10 15:23	20	详情	打印	1
				7	2021-08-17-003	<b>低皇超高庄连续流程</b> 。	0000000	王进进	都祖攝	已结束	等待营	2021-08-17 12:05	20	详情	\$1E0	L

- ① 预约记录:查询管理仪器下的预约记录,可进行审核、查看详情、打印等操作。
- ② 使用记录:查询管理仪器下的使用记录,可查看详情、修改、更改使用者等。

③ 使用资质审核:可审核管理仪器下的使用申请,可进行审核操作。

#### 2.2.4. 使用预警

校级/单位管理员可对管理的设备进行预警设置,可监控长时间未下机、长时间未使用和机时过短的情

况,以规范仪器的合理使用,提高仪器的共享率。

≥ 仪器列表		预警诊	置								
🔔 开放设置	)		仪器名科	· 请输入	资产编号	请编入	曹强兵	请选择	. w	Q	8
🗇 机时预约管理	>		-	We with D	81052 de 101		1/ A4/3+ T407800		10 54145 222 55	10.05	
同 培训管理			1964	5 gr%5	汉器角标	百建穴	大时间木 内切关告	<b>区时间本使用预管</b>	机的过程探告	119G	*
			1	20160301	多功能算标仪		开启	开启	升启	修改	
② 使用执管	_ 1	C	2	9000100309	便把式光合作用测定系统	管理员	开启	开启	开启	修改	
预警设置	-		3	111111	微型生物反应器	還紅絡	开启	开启	开启	修改	
预警默认设置		0	4	abcdefg	超争工作台 (右)	龙钊	开启	开启	开启	修改	
设备使用预警	3		5	2016N869	正置显彻镜 (葉卡)	张楚英	开启	开启	开启	修改	
※ 报障与维修		Ĩ	2	未搞1	Beckman MoFlo Astrios	晃映跟	开启	开启	关闭	修改	
		6	7	9000100922	气质联用仪		开启	开启	开启	修改	

① 预警设置:管理员可对单台设备开启/关闭预警。

② 预警默认设置:管理员可设置默认的预警阈值,方便批量修改使用默认设置的单台设备预警。

③ 设备使用预警:可查询产生的预警信息,了解预警情况。

#### 2.2.5. 报障与维修

≥ 仪器列表		维修	记录												
并放设置	>		(2)	<b>路名称</b> 语绘入		逆产编号	诸编入		创建人词	防擾			a	<b>a</b>	52
觉 机时预约管理	>		新增												
同 培训管理	2	序	号	资产编号	仪器名称	发生时间	主要责任人	开始时间	结束时间	故障描述	创建人	创建时间	操作		
🖄 使用预警	- >	1		20199886	Astrios 超高	2021-05-27	测试	2021-06-10	2021-06-10	反攻倒算付或	陈云凤	2021-06-10	修改	删除	î.
🔀 报障与维修	-	2		2021015633	Beckman智能	2021-05-21	管理员顾南南	2021-05-24	2021-05-24	离心舱底部测	顾南南	2021-05-28	修改	删除	L
维修记录	ę	з	1	2021015633	Beckman智能	2021-04-30	顾南南	2021-05-08	2021-05-08	超高在4月27	原南南	2021-05-08	修改	影除	L
仪器报障	6	4	ŀ.,	2019	适射电子显微	2021-04-25				灯丝不稳定	李茵茵	2021-04-25	修改	#59k	L
	-	5		9000100763	120KV透射电	2021-02-27	李红梅	2021-02-26	2021-02-27		李红梅	2021-02-27	修改	最终来	

① 维修记录:支持登记管理仪器的维修记录。

② 仪器报障:支持查询用户提交的仪器报障信息,支持新增仪器报障。

#### 2.3. 送样管理

管理员可在送样管理设置检测项目、设置送样基础数据,审核送样申请,管理送样进度等。

#### 2.3.1. 送样设置

开放送样业务前,管理员需做好送样基础设置,包括哪台仪器开放送样业务、检测项目、样品形态、 收费项目等。

### 2.3.1.1. 设置仪器接收送样

₫ 仪器列表		75603	5.00											
开放设置	~	1969 D	2.III.										_	
预约设置	1		仪器名称 请前	lλ		资产编号 请输入		所加	<b>氧机构</b> 请选择数据		Ψ.		Q 1	
预约默认设置			导出											列一
节假日设置		康县	资产编号 ≑	仪器名称 ⇔	管理员 💠	是否开放 ≑	使用状态 🗘	机时 机时预约方式…⇒	預約 计要价格 ≑	送样预约 💠	所属机构 🗘	放置地点 ≑	操作	
觉 机时预约管理	>	1	¥	超高通量荧光		否	空闲	需要预约	0.00元/小时	关闭	国家重点实验室	南校区教学楼	机时候的设计	
1 培训管理	2	2	0	小动物成像系统		是	空闲	需要预约	0.00元/小时	关闭	广西大学附属		设置管理员	1
道 使用预警	÷.	3	00000000	00佰能测试		是	使用中	需要预约	0.00元/小时	关闭	佰能大学		修改仪器信息	
☆ 报赠与维修		4	00000001	流式细胞仪 A	吴钢	是	空闲	需要预约	600.00元/小时	关闭	中国医学科学	_ <b>_</b>	井放	
		5	000001	研究所二楼会	汪靖涛	是	空闲	需要预约	0.00元/小时	关闭	北校区		And the state of the	-6
		6	000094794	PCR仪-2	王牛牛	是	空闲	需要预约	0.00元/小时	关闭	中心实验室		机时预约设置	
		7	000113052	实时荧光定量	王牛牛	是	空闲	需要预约	0.00元/小时	关闭	血液病研究所		机时预约设置	

① 在仪器管理>开放设置>预约设置,找到需要的仪器,在操作列中点击送样设置,开启送样。

仪器	超局通重交光定量PCR系统(*)	
*接收送样	● 默认 × 关闭	×
*送样时间	× 关闭	Ŧ
送样单显示		
*是否加急	★ 不显示	V
*期待完成时间	× 不显示	v

#### ② 送样设置内容如下:

接收送样:是否启用接收送样,启用则用户可在仪器列表中查看送样入口并提交申请。

送样时间: 启用则用户提交送样时需选择送样时间, 还可设置单天最多可送多少样。

送样单显示:可设置送样申请单中部分字段是否显示。

2.3.1.2. 设置检测项目

总览 仪器管理	送样管理								费用
🔝 送样列表	检测项目	2							
📓 进度管理 >		Constant of the second se		11000 L 21	Contra a				
👗 送样设置 🗸 🗸	项目名称	请输入		仪器名标	请输入		计费万式	× 全部	
检测项目	新增	初始化导入	批量修改	批量删除					
样品形态	序号	项目名称 ≑	计费价格 ≑	小数位 ≑	项目负责人 💠	样品形态 ≑	所属仪器 ≑	仪器管理员	标签计费 ≑
收费项目	0 1	355nm及512	60元/样	0	穆文欣	液体	*流式细胞多	超级管理员	启用
样品参数	2	Caspase3检	100.00元/样	2	超级管理员,	固体	*流式细胞多	超级管理员	启用

- ① 在送样管理>送样设置>检测项目,可查看管理的检测项目。

#### 2.3.1.3. 样品形态

总览 仪器管理	送样管理				
1 送样列表	▲ 样品形态 2				
📡 进度管理 💦 👌	#86%	3846.3		<b>/+</b> 12	
🦲 送样设置 🗸 🗸	样中在小			2016	
检测项目	新喧	批重局用 批重局用 批重制除	]		
***************************************	序号	形态名称 ≑	是否停用 🗘	排序 ≑	畜注 ≑
17=aa712/23	1	固体	否	1	
收费项目	2	粉末	否	1	
件面麥釵	3	液体	否	2	

① 在送样管理>送样设置>样品形态,可管理样品形态名称。

② 样品形态列表:可新增、修改、启用、停用样品形态。

#### 2.3.1.4. 收费项目

在检测项目计费以外的收费项目,例如耗材费、清洁费等,可在此设置。设置后,管理员可依据实际 需要,针对需加收费用的送样单添加对应的收费项目。

<b>彩</b> 章 总览	仪器管理	送样管理						
3 送样列表		▲ 收费项目						
🔀 进度管理	2	项目	名称	语論λ	是否停用	〈全部〉		<b>▼</b> 0 m
<b>》</b> 。送样设置	~	新増		批量启用 批量停用				
检测项目								
样品形态			序号	项目名称 🗢	价格(元) ≑		排序 ◆	是否停用 🗢
TTTHINDIG	_		1	耗材收费		10.00	0	否
收费项目								-
样昂参数			2	仪器空开费用	1	100.00	1	Ê
THUS SX			3	水样氢氧同位素测试	2	200.00	2	否

# 2.3.2. 送样列表

总范 仪器管理	送	洋管理									费用	用户 授权	课题组 …	4	0	цай.
🗟 送样列表	进	关样列	表													
📓 进度管理 >			x++ m 23	28995 \		(市田々な) 湯湯	1.12.81-10		- 約544秒	2822.1280.12		-			-	
🦲 送样设置	1		2(年年15 61篇	新聞人	2		201994382		Contraction of the second	196203#3K383				<u> </u>		
🛃 送样评价	-		序号	送样单号 \$	項目序号⑦ ≑	项目名称 ≑	委托人 ⇔	样品数 ⇔	状态 ≑	扣费状态 ⇔	送样时间 💠	实际完成样品数 ≑	实际检测机时(小)	操作	_	3
			1	2022-06-10-1	1	细胞周期检测(含	测试管理员	5	待管理员审核	未收费	2022-06-13 00:00			审核		
			2	2022-04-29-5	1	微波清解	超级管理员	1	待管理员审核	未收费	2022-04-29 00:00	1		审核		
			3	2022-04-20-2	1	测试个送样	超级管理员	1	待管理员审核	未收费	2022-04-20 00:00	1		审核		
			4	2022-04-19-1	1	测试个送样	测试2021	1	待管理员审核	未收费	2022-04-19 00:00	1		审核		
			5	2021-12-17-2	1	超薄切片+染色	超级管理员	10	待管理员审核	未收费	2021-12-17 00:00	10	-	审核		

在送样列表,管理员可查看、新增、审核送样申请单。

① 新增:管理员可为用户新增送样单。

② 批量审核:管理员可批量选择送样单,操作审核通过/不通过。

③ 单条操作:支持审核单台送样单,可查看送样单的详细信息;支持查看送样单详情、打印送样单。

#### 2.3.3. 进度管理

送样申请单审核通过后,管理员可在进度管理更新检测进程、上传结果、审核结果后发布、处理送样 人提交的质疑。

#### 2.3.3.1. 检测进程

🔝 送样列表		【检	测进程	Ł											
🗾 进度管理	~			爵托人	iste )	顶目	<b>1夕称</b> 请洗招	55月 👻	仪器夕称	诸洗择数据	Ŧ		O	ŵ	
检测进程		6			HEATLY C		1117 Sec. 2		Scale Hills	HILD THOM					
结果上传		4	結束相	200	等出							-			91 -
结果发布				序号	送样单号 💠	项目序号②	委托人 🗘	项目名称 💠		样品数 ≑	实际完成样品数 ⇔	实际	操作		
质疑受理				1	2022-06-24-3	1	超级管理	员测试个送样		1	1		结束检测		
▲。送样设置				2	2022-06-24-2	1	超级管理	员测试个送样		1	1		结束检测		
				3	2022-06-24-1	1	超级管理	员测试个送样		1	1		结束检测		

① 单条操作:支持对单条送样单进行开始/结束检测的操作,支持查看送样单详情、编辑扣费等。

② 批量操作:支持选择多条送样单进行开始/结束检测的批量操作。

#### 2.3.3.2. 结果上传

🔝 送样列表		」结	果上传	P										
🐰 进度管理	~			委托人 清協入		项目名称 请洗	程、	仪器名称	请洗择	~			0	<b>A</b>
检测进程				AND C										
结果上传												-		99 -
结果发布			序号	送样单号 💠	项目序号 ⑦ 💠	委托人 💠	项目名称 💠	样品	■数 ⇔	实际完成 样品数 ≑	实际检测 机时(小时) ≑	¥K2	操作	
质疑受埋			1	2020-12-28-1	1	韩琦	XPS测试	7		7	8	完成相	详情	
📕 送样设置	>		2	2020-12-24-1	1	能鹰	XPS测试	12		12	10	完成相	详情	

已完成检测的送样单,管理员可上传检测结果。

# 2.3.3.3. 结果发布

🔋 送样列表		【結	非果发布	5										
🗾 进度管理	~			actor 1	Teres 1		体目在的	3834-422	111 RB + 2	3834-452	_			
检测进程				安代人	道地人		坝口名称	制印码主	以留合有	A INTEL±	Ŧ			- ES
结果上传		2	结果》	发布	发送结果	3						0		列一
结果发布				序号	送样单号 💠	项目序号 ⑦ 💠	委托人《	项目名称 ≑	样品数 ≑	实际完成样品数 💠	实际检测机时(小时)\$	3 H	ife .	
质疑受理				1	2022-06-12-2	1	超级管理	员 测试项目	1	1	0.5	测试组	猜 …	
▲ 送样设置	>			2	2019-06-29-1	1	黄海杰	液质联用送样检测	1	1	1	测试组	情 …	

结果上传后,还需要审核并发布,委托人才能在工作台下载文件。

① 单条操作:支持对单条送样单发布结果、查看详情等。

- ② 结果发布:支持批量选择送样单发布结果,发布后,委托人可在工作台下载文件。
- ③ 发送结果:支持批量选择送样单,将结果发送至委托人邮箱。

#### 2.3.3.4. 质疑受理

良 送样列表		质频	受理										
📕 进度管理	~			Camero					1.000 A. P.				
检测进程			安托人	请输入		项目名称	调选辞	*	仪器名标 请返	97÷ •		Q	
结果上传													列 -
结果发布		序	号 送样!	単号 ≑	项目序号 ⑦ 💠	委托人 ≑	项目名称 💠	样品数 ≑	实际完成样品数	效 ≑ 实际检测机时(小时)⇒	状态 ≑	操作	
质疑受理			1 2022	-05-07-1	1	测试1号	测试项目	11	10	5	质疑已处理	详情	扣费
<b>》</b> 。送样设置	>												

委托人在下载结果后,如对结果有疑问,可在工作台使用质疑功能,向管理员发送自己的疑问。管理 员可查看疑问,并在核实后进行处理,支持将该送样单流转至其它状态处理。

#### 2.3.4. 送样评价

管理员可在该模块查看送样申请单的评价,可查看分数、评价内容、评价时间等。

### 2.4. 费用管理

在费用管理,管理员可查询扣费记录、进行存款操作、查询账户余额和收支明细、进行定期结算。

Ghare E 总宽 仪									费用	用户 授权	又 课题组		<b>*</b> 0	=
扣表管理	#18	は打選												
机时扣费		11111												
手工扣费		仪	器名称 清靖入		使用者 请选择		▼ X	<b>姜时间</b> 请选择		<b>H</b>		C	(	8
培训扣费		导注	重新扣赛	]										列一
○ 存款管理	2	序号	使用编号	仪器名称	资产编号	使用者	是否预扣	付费人	扣费金额(元)	扣费人	扣费时间	操作		
账户余额		1	2021-09-14-014	低温超高压连续流烟	0000000	胶南南	已扣费	胶南南	7.00	管理员	2021-09-14	详情	修改	Î
		2	2021-09-14-010	低温超高压连续流细	0000000	颜南南	已扣费	反南南	7.60	管理员	2021-09-14	详情	修改	
收支记录	4	3	2021-09-13-015	低温超高压连续流细	0000000	阿迪亚	已扣费	刘鏞忠	69.00	管理员	2021-09-13	详情	修改	1
定期结算 5		4	2021-09-13-014	(国重) 多功能微孔	2020101069	安妍	已扣费	马文赛	10.00	管理员	2021-09-13	洋債	惨改	
		5	2021-09-13-013	(国重) 多功能微孔	2020101069	Christia	已扣费	Christia	1.00	管理员	2021-09-13	详情	修改	
		6	2021-08-26-068	组织细胞破碎仪	20140329-1	管理员	已扣费	管理员	25.00	管理员	2021-09-11	详情	修改	

① 扣费管理:可查询机时扣费、手工扣费、培训扣费等扣费信息。

② 存款管理:可对账户进行存款操作,支持查询已存款的记录、审核用户提交的存款申请。

③ 账户余额:支持查询账户的余额、存款支出总额等信息。

4 收支记录:可查询账户详细的收支明细。

⑤ 定期结算:管理员可对未结算的扣费定期进行结算,已结算单支持查询、确认、导出等操作。

đ	仪器管	æ							(费用) (用户)	授权 课题组	…   ≰ ⊚ ≓
白管理											
	姓名	请输入		负责人11 请证	DA.		用户单位	请选择	w		Q 🗊
新谐		批量新增	导出 批量删除	批量审核	Ŧ						FI
	序号	姓名	登录名	卡号	劇切	负责人11	美型	用户单位	联系电话	秋态	操作
	1	陈立敏123	1721	14363, 00000	工作人员	Christian Stae	测试	生命科学实验技术平台		管理员审核不通过	审核 ***
	2	王进进	1421	14362	硕士	駅祖極	学院内	水生经济动物研究所		管理员审核不通过	审核 ***
	3	他纬窗	14319067	2152882078	本-科	徐炜蒙	学院内	营完粹南院		曾理员审核不通过	重核 …
	4	意少泉	12212562	2147622002, 4	本-科	艾云灿	学院内	生物化学系		曾理员审核不通过	审核 ***
	5	张加宝	17212905	3490854223	硕士	许东卿	学院内	生物化学系		管理员审核不通过	审核 …
	6	1	11	14377	学生	管理员	校内	生命科学实验技术平台		管理员审核不通过	章振 ***

#### 2.5. 用户管理

管理员可查询用户信息, 审核用户注册申请, 设置用户角色。对有管理权限的用户, 可设置其管辖范

围。其中:

- ① 管理的设备:可在此设置机构管理员,设置后用户即可查看管理授权范围下的仪器。
- ② 管理的用户:设置后用户即可查看管理授权范围下的用户。

#### 2.6. 授权管理

管理员可在授权管理给用户设置仪器、门禁的上下机/开关门权限。

Ghare E Alt						裏用	周白 授权	课题组		1	=
③ 设备授权	设备授权	2									
月:用户授权 2						_					_
li 门禁授权 3	0	2008名称 请 迎入 19617 (1971)164	用户名称	请输入	授托	2类型 全部 ×	Ŧ		٩		25
-	成是	REAFIE 茶文絵号	1/2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	通収準刑	田山文政	研究研究	结束时间	任份	10.45		
	1	2020101069	(国重)多功能微孔板检测仪	仪器周期性授权	阿迪亚	-	-	2021-2	修改一般	B9:	*
	2	2020101069	(国重)多功能微孔板检测仪	仪器周期性授权	阿迪亚	-	-	2021-2	修改制	除	
2	3	2020101069	(国重) 多功能微孔板检测仪	仪器周期性授权	WADOOD SY	-	-	2021-2	修改 删	<b>I</b> 9	
	4	2020101069	(国重) 多功能微孔板检测仪	仪器周期性授权	KHAN ASAF	-	-	2021-2	修改 删	<b>J</b> 9	
	5	2020101069	(国重)多功能微孔板检测仪	仪器周期性授权	fds	-	-	2021-2	修改 删	19:	

① 设备授权:可从仪器的角度,给用户授予指定/周期性上机权限。授权后,在授权时间内,用户无
 需预约即可上机。

- ② 用户授权:可从用户的角度,给用户授予指定/周期性上机、开关门权限。
- ③ 门禁授权:可从门禁角度,给用户授予指定/周期性开门权限。授权后,在授权时间内,用户可刷 开对应门禁。

#### 2.7. 课题组管理

Ghare E 总统								_	费用 用:	日初初	课题组		<b>\$</b> 0	şah.	
🔁 课题组列表	课题组列	康													
	课题	組名称	请输入课题组名称	\$	<b>遗人</b> 请选择的	大麦人	Ŧ	状态	请远择状态	~ Q	Û				
	新雄		9 <u>4</u>												
		序号	课题组名称	负责人		成员数	状态		创建时间	结束时间		操作			
		1	徐炜豪的课题组	谷纬豪		2	进行中		2021-08-27			修改	删除		Î
		2	测试	佰能林诗深		1	进行中		2021-08-27			修改	删除		
2		3	王庾申的课题组	王庚申		1	进行中		2021-08-26			修改	删除		
		4	王帆的课题组	王明		1	进行中		2021-08-26			惨改	删除		
		5	王金发课题组	王金发		1	进行中		2021-08-26			修改	<b>2019</b>		
		6	刘师傅课题祖	刘师傅		1	进行中		2021-08-26			修改	2019:		
		7	测试	佰能肖田		1	已结束		2021-08-24	2021-09-08	1	修改	删除		

管理员可查看课题组信息,修改课题组基本资料、管理成员和项目信息。

# 2.8. 统计

SF 总范 仪器管理	送样繁理	费用 用户 授权 课题组	1
2。 付费人统计	(打要人统计)		设置
🕎 仪器统计		1	积分
111 机构统计	时间范围 2022-01-01 ~ 2022-07-05 回 付 要人 前选择 学 用户单位 前选择		統計 ス 内容
送样统计 >	· 带亚 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1999
	序号         付费人         用户单位         用户类型         切助り           使用次数① 中         实际用时(小时)② 中         付费仪器数③中         机时费用(元)③中	申请单数 ⇔ 样品数 ⇔ 实	医样① 际样品数 ≑

① 统计入口: 鼠标移入 , 显示更多导航, 点击统计入口, 可进入统计模块。

② 统计报表:支持按付费人、仪器、机构等维度来查看统计报表。

# 2.9. 内容管理

总流 仪器管理	安全考试 送样管理							费用	用户	授权	课题组	
导航管理	白於管理											设置
文章管理						_						积分
首页配置	门户网站 X 大仪平台		组织机构	× 佰能大学	· ¥.	Q 🔒					_ 1	统计
	新增										1	内容
友情链接	导航名称	链接					所属门户	A	偏机构		XPath	操作
	副 首页	/Home/Index					大仪平台门户	ſĔ	龍大学		000	修改

内容管理模块可配置门户导航、发布文章、配置首页展示内容等。

2.9.1. 文章管理

₿₿ 导航管理	文章列表				
■ 文章管理 ~	文寶分楼 请洗择数据 ▼	标题 遺論入		发布时间	111
文章列表		NAME NOTION		AN THEOLOGY	
文章分类管理	新增发布取消发布批型	上删除			
文章关联显示审核	序号 标題 ≑	作者 💠	所属门户	文章分类 ≑	发布人 ≑
🞓 首页配置	1 123		大仪平台门户	【佰能大学教育部重点实验室】通知	超级管理员

管理员可在文章管理模块新增、发布、修改、删除文章,可管理文章分类。文章内容支持输入文本、

图片、表格、视频等,支持文本格式调整。

2.9.2. 首页配置

导航管理	首而忍罢								
文章管理		~	组织机构 × 伍能大学	1	¥				
首页配置									
友情链接	宣传图								
	⑦ 宣传图设置跳转文章后, 读文章将会出现在文章推荐中								
新墙									
	序号 名称	图片	组织机构	跳转文章	发布人				
	1 banner1	WinteringFowl_ZH-CN8	佰能大学		超级管理员				

管理员可在首页配置模块,设置门户首页的内容,包括宣传图、文章展示、仪器展示等。

# 2.10.设置

Ghare E 总统 化	义器管理						费用 用户 授权 1	🕯 💿 = (	
20 角色管理	2 +	角色管:	₽					设置	
(②) 基础设置	~		-						
仪器中心		序号	角色名称	是否停用	是否管理员	待审核用户默认角色	备注	操作	
组织机构		1	1	是	否	否	的士费	成员管理 ***	
地址库		2	本-科	否	否	是		成员管理 ***	
用户类型		3	学生	K	是	Ť		成员管理 …	
信用额度		4	只用于门禁授权	否	是	否		成员管理 ***	
用户通用标签		5	平台管理员	Ka	是	ň		成员管理 ***	
国家地区		6	超级管理员	否	是	否		成员管理 ***	
设备分类		7	溶弦	否	否	否	默认工作组	成员管理 ***	
	9	8	设备管理员	Ki ki	是	否		成员管理 ***	

- ① 更多导航入口: 鼠标移入 \*\*\*\* , 显示更多导航, 点击设置入口, 可进入设置模块。
- ② 角色管理:管理员可对系统角色进行修改和权限配置。
- ③ 基础设置:管理员可对仪器中心、组织机构、用户身份、用户类型、设备分类等基础资料进行管

理。